

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS FISSER21

<b>Especificaciones Técnicas</b>	
Tipo de láser	Diodo de emisión continua
Clase	IIIB(según CEI 825)
Longitudes de onda	650 (rojo), 780 (infrarrojo) nm
Potencia máxima	20, 40 mW
Tiempo programable	1 s-19:59 min, pasos 1s
Control de frecuencia	1-100 Hz, pasos 1 Hz
Control de potencia	Paso de 0.5 mW
Error en regulación de potencia	A potencia máx +/- 15%
Área del haz láser a la salida de la punta del aplicador.	7 mm <sup>2</sup>
Alimentación eléctrica <ul style="list-style-type: none"><li>• Tensión monofásica</li><li>• Frecuencia</li><li>• Consumo</li></ul>	110 V+/- 10% (220 V a solicitud) 50-60 Hz 30 VA
Dimensiones del equipo	260 x 220 x 88 mm
Peso del equipo	2 Kg.