



DerMagic HIDROGEL (Apósitos)

- Son redes poliméricas obtenidas por reticulación mediante radiaciones gamma
- Hechos con Polivinil pirrolidona (PVP) y Polietilenglicol (PEG)
- Capaces de absorber gran cantidad de agua de los fluidos corporales



Aplicaciones terapéuticas



Los apósitos de hidrogel son de uso tópico, para el tratamiento de quemados y otras lesiones severas y de difícil curación de la piel como las úlceras.



Son producidos y esterilizados siguiendo normas de calidad, que garantizan un producto seguro, sin efectos secundarios reportados.

Beneficios

- Funciona como una barrera entre la lesión y el medio ambiente
- Reduce la sensación de dolor
- Disminuye la pérdida de calor, electrolitos y proteínas
- Limita el crecimiento de bacterias
- Ayuda a una rápida epitelización
- Prepara la lesión y favorece la adherencia de auto, alo y hetero injertos
- Mejora la movilidad del paciente
- Previene la formación de cicatrices
- Asegura la comodidad durante la cicatrización

