



*Grupo multidisciplinario de especialistas
con más de 30 años de experiencia en el
desarrollo y aplicación de la terapia láser*

TÉCNICA NO INVASIVA, INDOLORA Y DE FÁCIL APLICACIÓN MÉDICA



ANALGÉSICO

AUMENTO DE LA
MICRO-CIRCULACIÓN SANGUÍNEA

REGENERADOR TISULAR

ANTINFLAMATORIO

ESTIMULACIÓN DEL
SISTEMA INMUNOLÓGICO

EQUIPO LÁSER **FISSER-21**

- Láser: Diodo de emisión continua
- Longitudes de onda:
650 nm (rojo)
780 nm (infrarrojo)
- Potencia máxima: 20 mW; 40 mW
- Área del haz láser a la salida: 7mm

Ventajas del equipo:

- Láseres intercambiables
- Calibra y muestra la potencia del aplicador
- Dispone de pantalla y teclado que permiten seleccionar y visualizar parámetros dosimétricos
- Realiza cálculo automático de dosis
- Muestra dosis y tiempo total del tratamiento

